



Handleiding Monsternamen

Hop

Voor de certificering van Hop volgens Verordening (EU) 024/601 moet het monster voor de bepaling van het vochtgehalte en het gehalte aan vreemde bestanddelen volgens een voorgeschreven methode worden genomen. In deze handleiding is stapsgewijs uitgewerkt hoe dit monster genomen moet worden.

Voor **verpakte hop** geldt:

Partijgrootte	Deelmonster nemen uit:
1 - 10 verpakkingen	2 verpakkingen
10 - 20 verpakkingen	2 verpakkingen
20 - 30 verpakkingen	3 verpakkingen
30 - 40 verpakkingen	4 verpakkingen
40 – 50 verpakkingen	5 verpakkingen
Etc.	Etc.

1. Neem uit iedere verpakking een hoeveelheid hop die representatief is voor de hoeveelheid hop in deze verpakkingseenheid.
2. Doe de deelmonsters in een bak waarin de gehele partij goed kan worden gemengd.
3. Doe het uiteindelijke monster vervolgens in een monsterzak welke samengeperst kan worden en lucht- en waterdicht kan worden afgesloten (sealbag).
4. Het gewicht van het uiteindelijk monster moet ten minste 250 gram bedragen.
5. Bewaar het monster totdat het verzonden wordt in de koelkast.

Voor **onverpakte hop** geldt:

1. Neem uit de hoop hop op 5 tot 10 verschillende plaatsen, zowel bovenop als op verschillende dieptes, een deelmonster.
2. Doe de deelmonsters in een bak waarin de gehele partij goed kan worden gemengd.
3. Doe het uiteindelijke monster vervolgens in een monsterzak welke samengeperst kan worden en lucht- en waterdicht kan worden afgesloten (sealbag).
4. Het gewicht van het uiteindelijk monster moet ten minste 250 gram bedragen.
5. Bewaar het monster totdat het verzonden wordt in de koelkast.